



KATALOG EINLAGENROHLINGE

STAND: 2022/10

EXPRESSLAGER

Rette den Fuß!



***Trage
„Die Richtige!“***



Mit Expertise zum Erfolg

SPRINGER ist ein heimatverbundenes Familienunternehmen in der 5. Generation und heute Europas ältester Einlagenhersteller.

Die wirksame medizinische Einlage ist die Basis unseres Handelns.

Dazu verfügen wir über technisches und handwerkliches Know-how, Erfindergeist und Innovationskraft – alles mit Liebe zum Detail.

Wir rüsten Sie im Orthopädiehandwerk und als qualifizierte Fußexperten mit funktionellen Einlagenrohlingen aus, damit bei Ihnen indikationsgenaue Sonderanfertigungen nach Maß entstehen.

Und das **just-in-time**, wenn Sie es wünschen.

Der vorliegende Expresskatalog bietet Ihnen einen Überblick aller SPRINGER-Einlagenrohlinge, die Sie innerhalb weniger Tage zur Weiterverarbeitung im Hause haben – für den optimalen Workflow in Ihrer Werkstatt.

In jedem SPRINGER-Produkt steckt Sicherheit für Sie:


Zertifizierung nach MPG 13485:2016, dermatologisch geprüfte Weichschäume, MDR-konforme Materialien und jahrzehntelang bewährte Leistenformen – biomechanisch und sensomotorisch. Sie können sich auf uns verlassen!

Berlin, April 2023

Frank Hepper



SERVICEGARANTIEN





INHALTE


SLIM-LINE	6	Dünne Einlagenrohlinge
STABLE-LINE	14	Stabile Einlagenrohlinge
FLEX-LINE	26	Teilelastische Einlagenrohlinge
CARBON-LINE	42	Ultraleichte Einlagenrohlinge
Z-LINE	52	Zonenstützende Einlagenrohlinge
IMPULSE-LINE	56	Sensomotorische Einlagenrohlinge
KIDS-LINE	64	Kinder-Einlagenrohlinge
FAST-LINE	70	Schuhbodenadaptierte Einlagenrohlinge
SPRINGOSOFT-LINE	88	Antistaub Weichschaum-Einlagenrohlinge
SOFT-LINE	98	Klassische Weichschaum-Einlagenrohlinge
MEMORY-LINE	104	PU-Weichschaum-Einlagenrohlinge
CORK-LINE	116	Kork-Leder Einlagenrohlinge
ESD-LINE	132	Baumustergeprüfte Einlagenrohlinge
SERVICE	138	Persönlich & Digital



SLIM-LINE

Dünne Einlagenrohlinge

– die in jeden Schuh passen
und chique aussehen.



SLIM-LINE Unterbau Damen

Der dünne stützende Unterbau mit flexibler Ferse für
Damenschuhe



Herstellernummer:
005 4L 262 110 0 004 00000



35 - 46

AUFBAU



KERNSYSTEM 12 DAMEN

- ✓ Leistenform hohe Sprengung
- ✓ Stabiler Kern, fersenfrei
- ✓ Carbofutter langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Pumps, Business, Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

 Unterbau	Berlen-Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
 Umrissform	langsohlig, schmal
 Decke	Berlen combi H4 einseitig natur
 Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbofutter langsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)



SLIM-LINE Unterbau Unisex

Der dünne stützende Unterbau



Herstellernummer:
005 4L 263 110 0 004 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 12 UNISEX

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung, Fersenmulde
- ✓ Stabiler Kern, fersenfrei
- ✓ Carbofutter langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Business, Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

Unterbau	Berlen-Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Berlen combi H4 einseitig natur
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbofutter langsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

SLIM-LINE Polster X-Static

Der stabil stützende Einlagenrohling mit antibakteriellem Silbertextil



Herstellernummer:
008 4L 862 629 2 002 00000



35 - 46

AUFBAU



KERNSYSTEM 23

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung und flache Ränder, Unisex
- ✓ Stabiler Kern mit weichen Rändern
- ✓ Futter Carbotherm langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Pumps, Business, Allround, Metatarsalgie

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Weichbettung langsohlig und Weichbettung Vorfußbereich

 Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex grau 1,2 mm
 Umrissform	langsohlig, schmal
 Decke	Lunasoft SL violett/schwarz 2 mm (40° Shore A); Ballenpolster Springolon haut 3 mm (15° Shore A) + X-Static
 Pelotte	Pelotte fest
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbotherm langsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

SLIM-LINE Polster Rindleder

Der dünne Pumpseinlagenrohling mit anatomischer Pelotte
und Rindleder floralgeprägt



Herstellernummer:
005 4L 262 515 1 002 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 12 DAMEN

- ✓ Leistenform hohe Sprengung
- ✓ Stabiler Kern, fersenfrie
- ✓ Futter Carbotherm langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Pumps, Business, Metatarsalgie

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung Vorfußbereich

Unterbau	Berlen-Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
Umrissform	langsohlig, schmal
Decke	Ballenpolster Springolon haut 3 mm (15° Shore A) + Rindleder schwarz floral geprägt
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbotherm langsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

SLIM-LINE Polster Karo-Textil

Der dünne stützende Einlagenrohling für Ballerinas und andere Damenschuhe



Herstellernummer:
011 4L 161 814 2 004 00000



35 - 46

AUFBAU



KERNSYSTEM 11

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung und flache Ränder
- ✓ Stabiler Kern mit weichen Rändern
- ✓ Carbofutter langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Ballerinas, Business, Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

 Unterbau	doppelt Ultrafit 0,8 mm + Berlen Flex weiß 1,8 mm
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	Springolon haut 1,5 mm (15° Shore A) + Textil bedruckt
 Pelotte	Pelotte fest
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbofutter langsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfuß-beschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

SLIM-LINE Unterbau Polster

Der dünne stützende Unterbau mit Weichpolsterung



Herstellernummer:
011 4L 161 302 0 004 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 11

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung und flache Ränder
- ✓ Stabiler Kern mit weichen Rändern
- ✓ Carbofutter langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Ballerinas, Business, Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

Unterbau	doppelt Ultrafit 0,8 mm + Berlen Flex weiß 1,8 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Springolon haut 1,5 mm (15° Shore A)
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/Sonstiges	Carbofutter langsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

STABLE-LINE

Stabile Einlagenrohlinge

– die das Längsgewölbe bei
jeder Belastung stützen.





STABLE-LINE Polster Schwarz Rindleder

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Weichpolster und perforiertem Rindleder in Unisexform



Herstellernummer:
025 4L 363 427 2 013 00000



35 - 48

AUFBAU



KERNSYSTEM 30

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- ✓ Futter Aquiline, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

Unterbau	Spritzgusskern weiß SK 1 + Berlen-Flex schwarz 1,0 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Lunalastik schwarz 3 mm (25° Shore A) + Rindleder natur anperforiert 1,0 mm
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Aquiline halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STABLE-LINE Polster Microleder

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Weichpolster und Microlederbezug in Unisexform



Herstellernummer:
025 4L 363 736 2 013 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 30

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- ✓ Futter Aquiline, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

Unterbau	Spritzgusskern weiß SK 1 + Berlen-Flex schwarz 1,0 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Lunalastik schwarz 3 mm (25° Shore A) + Microleder
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Aquiline halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfuß-beschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

STABLE-LINE Unterbau

Der stabil stützende Unterbau in Unisexform



Herstellernummer:
023 4L 363 126 0 013 00000



35 - 48

AUFBAU



KERNSYSTEM 30

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- ✓ Futter Aquiline, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

 Unterbau	Spritzgusskern weiß SK 1
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	Berlen-Flex schwarz 1,0 mm
 Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Aquiline halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STABLE-LINE Unterbau Korkfutter

Der stabil stützende Kork-Unterbau in Unisexform



Herstellernummer:
023 4L 363 126 0 121 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 30

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- ✓ Korkfutter 1 mm halbsohlig
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

Unterbau	Spritzgusskern weiß SK 1
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Berlen-Flex schwarz 1,0 mm
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Korkfutter 1 mm halbsohlig

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STABLE-LINE Module Microleder

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Modulpolstern und Microlederbezug in Unisexform



Herstellernummer:
023 4L 363 845 2 013 00000



35 - 48

AUFBAU



KERNSYSTEM 30

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- ✓ Futter Aquiline, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround, Metatarsalgie

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung Vorfußbereich

⚙ Unterbau	Spritzgusskern weiß SK 1
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Ballen- und Fersenpolster Springolon Plus 3 mm (10° Shore A) + Microleder
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Aquiline halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STABLE-LINE Microleder

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Microlederbezug in Unisexform



Herstellernummer:
023 4L 363 923 2 013 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 30

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- ✓ Futter Aquiline, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Ohne Zusätze

Unterbau	Spritzgusskern weiß SK 1
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Orthotherm gelocht + Microleder
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Aquiline halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

STABLE-LINE Sandwich Microleder

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Sandwichpolster
und Microlederbezug in Unisexform



Herstellernummer:
025 4L 363 742 2 013 00000



35 - 48

AUFBAU



KERNSYSTEM 30

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- ✓ Futter Aquiline, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

⚙ Unterbau	Spritzgusskern weiß SK 1
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Lunatec motion grau 2 mm (10° Shore A) + Frelen weiß 3 mm (25° Shore A) + Microleder
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Aquiline halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STABLE-LINE Weichpolster Microleder

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Weichpolster und glattem Microlederbezug in Unisexform.



Herstellernummer:
025 4L 363 762 2 120 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 30

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- ✓ Futter Aquiline, silver
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Hallux Rigidus

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

Unterbau	Spritzgusskern weiß SK 1
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Frelen weiß 3 mm (25° Shore A) + Microleder glatt
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/Sonstiges	Aquiline halbsohlig, silver

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

STABLE-LINE Polster Haut Rindleder

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Weichpolster und perforiertem Rindleder



Herstellernummer:
014 4L 563 400 2 014 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 18

- ✓ Leistenform ausgeprägte Längsgewölbestütze, Fersenmulde
- ✓ Stabiler Spritzgusskern, flexible Ferse
- ✓ Futter Paraskin halbsohlig, brandy
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 180°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

⚡ Unterbau	Spritzgusskern gelb 1803
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Frelen haut 3 mm (25° Shore A) + Rindleder natur anperforiert 1,0 mm
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Paraskin halbsohlig, brandy

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)





FLEX-LINE

Teilelastische Einlagenrohlinge

- ermöglichen besten Tragekomfort.
- Sie sparen Zeit, da das Kernsystem
bereits ab 80° C verformbar ist.



FLEX-LINE Leder Fersensporen Schmal

Der stützende Einlagenrohling mit weichbettender
Fersensporenentlastung für Damen



Herstellernummer:
009 4L 563 511 2 012 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 24

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung, schmale Ausführung
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern mit Fersenspornaussparung
- ✓ Carbofutter halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Fersensporen

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Fersenspornaussparung/
-polster und Weichpolster langsohlig

Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Lunalastik schwarz 3 mm (25° Shore A); Fersenpolster Springolon Plus 3 mm (10° Shore A) + Kalbleder natur geprägt 0,8 - 1,0 mm
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbofutter halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

FLEX-LINE Leder Fersensporn

Der stützende Einlagenrohling mit weichbettender
Fersenspornentlastung



Herstellernummer:
009 4L 473 511 2 012 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 24

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern mit Fersenspornaussparung
- ✓ Carbofutter halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Fersensporn

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Fersenspornaussparung/
-polster und Weichpolster langsohlig

Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Lunalastik schwarz 3 mm (25° Shore A); Fersenpolster Springolon Plus 3 mm (10° Shore A) + Kalbleder natur geprägt 0,8 - 1,0 mm
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbofutter halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß
mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfuß-
beschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer-
oder Krallenzehnen, Morbus Köhler (I+II)



STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH


SAFETY

FLEX-LINE Unterbau Fersensporn

Der stützende Unterbau mit weichbettender
Fersenspornentlastung



Herstellernummer:
009 4L 473 310 0 012 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 24

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern mit Fersenspornaussparung
- ✓ Carbofutter halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Fersensporn

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Fersenspornaussparung/-polster

Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
Umrissform	halbsohlig, Unisex
Decke	Fersenpolster Springolon Plus 3 mm (10° Shore A)
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbofutter halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfuß-beschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

FLEX-LINE Microleder Fersensporen

Der stützende Einlagenrohling mit weichbettender
Fersensporenentlastung



Herstellernummer:
009 4L 473 757 2 012 00000

35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 24

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern mit Fersenspornaussparung
- ✓ Carbofutter halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Fersensporen

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Fersenspornaussparung/
-polster und Weichpolster langsohlig

Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Lunalastik orange 3 mm (25° Shore A); Fersenpolster Springolon Plus 3 mm + Microleder
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbofutter halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfuß-beschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehe, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

FLEX-LINE Fersensporen Microleder glatt

Der stützende Einlagenrohling mit
Fersensporenentlastung sand



Herstellernummer:
009 4L 473 766 2 139 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 26

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern mit Fersenspornaussparung
- ✓ Futter Aquiline halbsohlig, silver
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Fersensporen

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Fersenspornaussparung/
-polster und Weichpolster langsohlig

Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Frelen weiß 3 mm (25° Shore A); Fersenmodul Springersorb schiefer 3 mm + Microleder glatt
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Aquiline silver halbsohlig, Fersenloch gestanzt

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfuß-beschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

FLEX-LINE Plantarfaszie

Der stützende Einlagenrohling mit weichbettender
Plantarfaszientlastung



Herstellernummer:
009 4L 563 626 2 017 00000

35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 27

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern mit Fersenspornaussparung
- ✓ Futter Carbotherm halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Fersensporn

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Fersenspornaussparung/
-polster und Weichpolster langsohlig

Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Lunasoft SL schwarz/weiß 3 mm (40° Shore A); Module Zellkaut- schuk schwarz 5 mm, Polster Springolon Plus 3 mm (10° Shore A) + Microfaser
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbotherm halbsohlig, schwarz, Fersensporn

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß
mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfuß-
beschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer-
oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

FLEX-LINE Microkork Fersensporn

Der dünne Kork-Bettungseinlagenrohling mit
Fersensporentlastung, Weichpolster und Microfaserbezug



Herstellernummer:
009 4L 473 805 2 049 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 28 MICROKORK

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung, Fersenmulde
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern bis unter die Pelotte
- ✓ Microkorkfutter 2 mm langsohlig
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Fersensporn, Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Fersenspornaussparung/-polster und Weichbettung langsohlig

 Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	Springogum
 Pelotte	Pelotte fest
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Microkork 2 mm langsohlig, Fersensporn

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



FLEX-LINE Leder

Der teilelastisch stützende Einlagenrohling mit festem Leder



Herstellernummer:
009 4L 563 009 2 000 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 28

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung, Fersenmulde, schmale Ausführung
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern bis unter die Pelotte
- ✓ Ohne Futter
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Ohne Zusätze

Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	PU-Leder 2,0 - 2,2 mm
Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfuß-beschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

FLEX-LINE Polster Microfaser

Der teilelastisch stützende Einlagenrohling mit Weichpolster
und Microfaserbezug



Herstellernummer:
009 4L 563 805 2 000 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 28

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung, Fersenmulde, schmale Ausführung
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern bis unter die Pelotte
- ✓ Ohne Futter
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

 Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	Springogum
 Pelotte	Pelotte fest
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)



FLEX-LINE Microkork Microfaser Schmal

Der dünne Kork-Bettungseinlagenrohling mit Versteifung,
Weichpolster und Microfaserbezug



Herstellernummer:
009 4L 563 805 2 008 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 28 MICROKORK

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung, Fersenmulde, schmale Ausführung
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern bis unter die Pelotte
- ✓ Microkorkfutter 2 mm langsohlig
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

 Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	Springogum
 Pelotte	Pelotte fest
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Microkork 2 mm langsohlig

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

FLEX-LINE Microkork Microfaser

Der dünne Kork-Bettungseinlagenrohling mit Versteifung,
Weichpolster und Microfaserbezug



Herstellernummer:
009 4L 473 805 2 008 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 28 MICROKORK

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung, Fersenmulde
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern bis unter die Pelotte
- ✓ Microkorkfutter 2 mm langsohlig
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Springogum
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Microkork 2 mm langsohlig

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

FLEX-LINE Polster orange Microleder

Der teilelastisch stützende Einlagenrohling
mit Weichpolster orange und Microlederbezug



Herstellernummer:
005 4L 564 734 2 010 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 17

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung und dünn auslaufende Ränder
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern
- ✓ Futter Carbotherm halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

 Unterbau	Berlen-Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
 Umrissform	langsohlig, breit
 Decke	Lunalastik orange 3 mm (25° Shore A) + Microleder
 Pelotte	Pelotte fest
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbotherm halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08


Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)





The image features three curved, aerodynamic components, possibly parts of a vehicle or aircraft, arranged vertically. The top component is black with a red stripe. The middle component is grey with a red stripe. The bottom component is grey with a red stripe. The text 'CARBON-LINE' is centered in a black box.

CARBON-LINE



Ultraleichte Einlagenrohlinge

– mit denen Sie schmerz- oder
sportartsspezifisch versorgen.



CARBON-LINE Schmetterling

Der sehr dünne und stabil stützende Unterbau mit
Schmetterlingsfeder



Herstellernummer:
006 4L 013 111 0 040 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 13 SCHMERZ

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Stabiler Carbonkern, dünn
- ✓ Schmetterlingsfeder

ANWENDUNG

Hallux Rigidus, Metatarsalgie

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Rigidusfeder

Unterbau	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Orthotherm gelocht
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Breitform, Schmetterlingsfeder

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08


Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

CARBON-LINE Rigidus

Der sehr dünne und stabil stützende Unterbau mit
Rigidusfeder



Herstellernummer:
006 4L 013 111 0 022 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 13 SCHMERZ

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Stabiler Carbonkern, dünn
- ✓ Rigidusfeder

ANWENDUNG

Hallux Rigidus

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Rigidusfeder

Unterbau	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Orthotherm gelocht
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Breitform, Rigidusfeder versteift

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfuß-beschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

CARBON-LINE Rigidus links

Der sehr dünne und stabil stützende Mix-Unterbau mit
Rigidusfeder links



Herstellernummer:
006 4L 013 111 0 026 00000



35 - 47/48

AUFBAU

KERNSYSTEM 13 SCHMERZ

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Stabiler Carbonkern, dünn
- ✓ Rigidusfeder im Mix

ANWENDUNG

Hallux Rigidus, Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Rigidusfeder



Unterbau	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Orthotherm gelocht
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Breitform, links Rigidusfeder versteift, rechts ohne Rigidusfeder

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfuß-beschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

CARBON-LINE Rigidus rechts

Der sehr dünne und stabil stützende Mix-Unterbau mit
Rigidusfeder rechts



Herstellernummer:
006 4L 013 111 0 025 00000



AUFBAU

KERNSYSTEM 13 SCHMERZ

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Stabiler Carbonkern, dünn
- ✓ Rigidusfeder im Mix

ANWENDUNG

Hallux Rigidus, Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Rigidusfeder



Unterbau	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Orthotherm gelocht
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Breitform, links ohne Rigidusfeder, rechts Rigidusfeder versteift

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY





CARBON-LINE Sport

Der sehr dünne und federnd stützende Unterbau für enge Sportschuhe



Herstellernummer:
006 4L 13S 115 0 097 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 13 SPORT

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Stabiler Carbonkern, dünn
- ✓ Basis V flexibel
- ✓ Sportversion teilelastisch

ANWENDUNG

Sport, Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

Unterbau	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Berlen combi H12
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Breitform, Sport1323

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfuß-beschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

CARBON-LINE Fußball

Der sehr dünne und federnd stützende Unterbau für Fußballschuhe mit losem Weichpolster und Textilbezug



Herstellernummer:
006 4L 13F 908 7 057 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 13 SPORT

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Stabiler Carbonkern, dünn
- ✓ Fußballversion teilelastisch

ANWENDUNG

Sport

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

 Unterbau	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
 Umrissform	langsohlig, schmal
 Decke	Berlen combi H12 + Springolon schwarz 1,5 mm (15° Shore A) + Cool-Meg Champ
 Pelotte	Pelotte lose, ohne Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Schmalform, Fußball, Decke lose

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)



CARBON-LINE Bike & Reiten

Der sehr dünne und federnd stützende Unterbau für enge Sportschuhe



Herstellernummer:
006 4L 263 111 0 024 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 13 SPORT

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Stabiler Carbonkern, dünn
- ✓ Knieregulator

ANWENDUNG

Sport

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

Unterbau	Berlen-Flex rot 1,8 mm + Carbon S1
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Orthotherm gelocht
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Breitform, Fahrrad

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

Z-LINE

Zonenstützende Einlagenrohlinge

– mit denen Sie einzelne Segmente des Fußes je nach Indikation stabilisieren.



Z-LINE Unterbau Teilelastisch

Der feste schalige Unterbau stoßdämpfend



Herstellernummer:
018 4L K05 111 1 052 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM EZ

- ✓ Leistenform Schale mit medialer und lateraler Anstützung
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern stoßdämpfend
- ✓ Geeignet für Alltag und Sport
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Sport, Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

 Unterbau	Berlen Flex blau 1,2 mm + Berlen Flex anthrazit 1,4 mm
 Umrissform	langsohlig, Viertelschale
 Decke	Orthotherm gelocht
 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	EZ, flexibel

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfuß-beschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehe, Morbus Köhler (I+II)



Z-LINE Unterbau Stabil

Der feste schalige Unterbau sprunggelenkstabilisierend



Herstellernummer:
018 4L K05 111 1 053 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM EZ

- ✓ Leistenform Schale mit medialer und lateraler Anstützung
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern sprunggelenkstabilisierend
- ✓ Geeignet für Alltag und Sport
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Sport, Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

Unterbau	Berlen Flex blau 1,2 mm + Berlen Flex anthrazit 1,4 mm
Umrissform	langsohlig, Viertelschale
Decke	Orthotherm gelocht
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	EZ, stabil

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY





IMPULSE-LINE

Sensomotorische Einlagenrohlinge

– bieten Ihnen einen
muskelaktiven Versorgungsansatz.



IMPULSE-LINE Dünn

Der dünne Schaleneinlagenrohling mit sensomotorischen
Impulspunkten



Herstellernummer:
001 4L 730 619 2 002 00000



35 - 48

AUFBAU



KERNSYSTEM 17

- ✓ Leistenform mit sensomotorischen Impulspunkten, Schale und Zehensteg
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern
- ✓ Futter Carbotherm langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Sensomotorisch, Sport, Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

 Unterbau	Berlen- Flex grau 1,2 mm
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	Lunasoft SL citrus/schwarz 2 mm (40° Shore A) + Microfaser
 Pelotte	Pelotte fest
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbotherm langsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen

IMPULSE-LINE Modul

Der weichbettende Schaleneinlagenrohling mit
sensomotorischen Impulspunkten



Herstellernummer:
007 4L 730 631 1 002 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 17

- ✓ Leistenform mit sensomotorischen Impulspunkten, Schale und Zehensteg
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern
- ✓ Futter Carbotherm langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Sensomotorisch, Comfort, Metatarsalgie

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Orthosoft weiß 3 mm (40° Shore A); Fersen- und Vorfußpolster Springolon haut 3 mm (15° Shore A) + Microfaser
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbotherm langsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

IMPULSE-LINE Soft

Der weichbettende Schaleneinlagenrohling mit
sensomotorischen Impulspunkten



Herstellernummer:
309 2L 128 000 1 000 00000



35 - 48

AUFBAU



UNTERBAU 128

- ✓ Schalen-Leistenform mit sensomotorischen Impulspunkten
- ✓ EVA-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sensomotorisch, Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

 Unterbau	Springosoft35 weiß 15 mm
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	ohne
 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Senkfuß, Tibialis anterior/
posterior Syndrom, Hallux rigidus

IMPULSE-LINE Combi

Die weichbettende Schaleneinlagenrohling mit
sensomotorischen Impulspunkten



Herstellernummer:
300 2L 128 000 1 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU 138

- ✓ Schalen-Leistenform mit sensomotorischen Impulspunkten
- ✓ EVA-Combi-Schaum vulkanisiert in 52° + 25° Shore A
- ✓ Zweischichtig 14 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sensomotorisch, Sport, Comfort, Metatarsalgie

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Diapower 14 orange/schwarz 14 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	ohne
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Senkfuß, Tibialis anterior/posterior Syndrom, Hallux rigidus

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

IMPULSE-LINE Kids Stabil

Der feste Schaleneinlagenrohling mit sensomotorischen
Impulspunkten für Kinder



Herstellernummer:
020 3L 30L 620 1 000 00000



19/20 - 41/42

AUFBAU



KERNSYSTEM 5430

- ✓ Schalen-Leistenform mit sensomotorischen Impulspunkten
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern mit weichen Rändern
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Sensomotorisch, Kinder

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Berlen Flex anthrazit 1,4 mm + Berlen Flex rot 1,8 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Lunasoft SL gelb 3 mm (40° Shore A) + Microfaser
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/Sonstiges	ohne

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08


Knick-Plattfuß, postoperative Versorgung

IMPULSE-LINE Kids Soft

Der weichbettende Schaleneinlagenrohling mit sensomotorischen Impulspunkten für Kinder



Herstellernummer:
306 3L 30L 000 1 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU 130

- ✓ Schalen-Leistenform mit sensomotorischen Impulspunkten
- ✓ EVA-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sensomotorisch, Kinder

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Springosoft35 blau 15 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	ohne
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Plattfuß, postoperative Versorgung

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG


SENSOMOTORISCH

SAFETY

KIDS-LINE

Kinder-Einlagenrohlinge

– in stützender, bettender und schaliger Ausführung.
Ideal abgestimmt auf die kindliche Fußanatomie.





KIDS-LINE Polster Microfaser

Der feste Schaleneinlagenrohling mit Supinationsstütze und blauer Decke für Kinder



Herstellernummer:
020 3L 38L 661 0 000 00000


19/20 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 51

- ✓ Schalen-Leistenform mit integrierter Supinationsstütze
- ✓ Stabiler Verspannungskern mit weichen Rändern
- ✓ Leichte Quergewölbestütze
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Kinder, Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

 Unterbau	Berlen Flex anthrazit 1,4 mm + Berlen Flex rot 1,8 mm
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	Orthosoft blau 2,5 mm (40° Shore A) + Microfaser blau
 Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08


Knick-Plattfuß, Klumpfuß, Postoperative Versorgung, schwere kontrakte Fußdeformitäten

KIDS-LINE Polster Microfaser Schmal

Der feste Schaleneinlagenrohling mit Supinationsstütze und blauer Decke für Kinder



Herstellernummer:
020 3L 37L 661 0 000 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 51

- ✓ Schalen-Leistenform mit integrierter Supinationsstütze
- ✓ Stabiler Verspannungskern mit weichen Rändern
- ✓ Leichte Quergewölbestütze
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Kinder

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

⚙ Unterbau	Berlen Flex anthrazit 1,4 mm + Berlen Flex rot 1,8 mm
📏 Umrissform	langsohlig, schmal
👉 Decke	Orthosoft blau 2,5 mm (40° Shore A) + Microfaser blau
📍 Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Plattfuß, Klumpfuß, Postoperative Versorgung, schwere kontrakte Fußdeformitäten




KIDS-LINE Polster Kunterbunt

Der feste Schaleneinlagenrohling mit Supinationsstütze und bunter Decke für Kinder



Herstellernummer:
002 3L 38L 217 0 003 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 50

- ✓ Schalen-Leistenform mit integrierter Supinationsstütze
- ✓ Stabiler Verspannungskern mit weichen Rändern
- ✓ Futter Versteifungsvlies halbsohlig
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Kinder

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Berlen- Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex grau 1,2 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Orthosoft kunterbunt 2,5 mm (35° Shore A)
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Berlen combi H4 halbsohlig,

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Plattfuß, Klumpfuß, Postoperative Versorgung, schwere kontrakte Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

FAST-LINE

Schuhbodenadaptierte Einlagenrohlinge

– zur Weichbettung allround einsetzbar.

Sie sparen 3-5 Minuten Schleifzeit pro Paar.








FAST-LINE Fußbett

Der schuhbodenadaptierte Weichpolster-
Bettungseinlagenrohling



Herstellernummer:
302 2L 901 000 1 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU 6063

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ EVA-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm schuhboden-adaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiß Korn 60, Feinschliff Korn 220

ANWENDUNG

Fersensporn, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 1 weiß 15 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	ohne
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

FAST-LINE Fußbett FINN

Der schuhbodenadaptierte Weichpolster-
Bettungseinlagenrohling für Finnschuhe



Herstellernummer:
302 2L 901 000 1 016 00000



AUFBAU



UNTERBAU 6083

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ EVA-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm schuhboden-adaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiß Korn 60, Feinschliff Korn 220

ANWENDUNG

Fersensporn, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 1 weiß 15 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	ohne
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

FAST-LINE Microleder glatt

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling
mit Microlederbezug



Herstellernummer:
302 2L 901 131 1 000 00000



35 - 50

AUFBAU



UNTERBAU 6063

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ EVA-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm schuhboden-adaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiß Korn 60, Feinschliff Korn 220

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- / Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 1 weiß 15 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Microleder glatt vorverklebt
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

FAST-LINE Leda

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling mit
abwischbarem Ledabezug



Herstellernummer:
302 2L 901 103 1 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU 6063

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ EVA-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm schuhboden-adaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiß Korn 60, Feinschliff Korn 220

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 1 weiß 15 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	LEDA anperforiert vorverklebt
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

FAST-LINE Microfaser

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling mit
Microfaserbezug



Herstellernummer:
302 2L 901 106 1 000 00000



35 - 50

AUFBAU

UNTERBAU 6063

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ EVA-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm schuhboden-adaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiß Korn 60, Feinschliff Korn 220

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 1 weiß 15 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Microliner braun vorverklebt
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



FAST-LINE Microkork Fußbett

Der schuhbodenadaptierte Weichpolster-
Bettungseinlagenrohling



Herstellernummer:
303 2L 901 000 1 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU 6263

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 16 mm schuhboden-adaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 2 weiß 10 mm + Microkork 6 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	ohne
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

FAST-LINE Microkork Microfaser

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling mit
Microfaserbezug



Herstellernummer:
303 2L 901 106 1 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU 6263

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 16 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiff Korn 40, Feinsleiff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 2 weiß 10 mm + Microkork 6 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Microliner braun vorverklebt
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

FAST-LINE Microkork Leda

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling mit abwischbarem Ledabezug



Herstellernummer:
303 2L 901 103 1 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU 6263

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 16 mm schuhboden-adaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiff Korn 40, Feinsleiff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 2 weiß 10 mm + Microkork 6 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	LEDA anperforiert vorverklebt
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

FAST-LINE Microkork schwarz

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling schwarz



Herstellernummer:
370 2L 901 000 1 000 00000



35 - 50

AUFBAU



UNTERBAU 6363

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 16 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

 Unterbau	Lunatec Press 2 weiß 10 mm + Microkork schwarz 6 mm
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	ohne
 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08


Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

FAST-LINE Microcork schwarz Microleder

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling schwarz
mit Microlederbezug geprägt



Herstellernummer:
370 2L 901 123 1 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU 6363

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Microcork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 16 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 2 weiß 10 mm + Microcork schwarz 6 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Microleder vorverklebt
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY



STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH


SAFETY

FAST-LINE Microkork 2-ZONEN

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling für Alltag und Sport



Herstellernummer:
353 2L 901 239 1 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU 6663

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 15 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Diabetes / Rheuma, Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Microkork weiß 10 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Sportosoft combi 1 perforiert (40° Shore A + 20° Shore A)
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

FAST-LINE Microkork Blau

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling für Alltag
und Sport



Herstellernummer:
353 2L 901 229 1 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU 6663

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 15 mm schuhboden-adaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Microkork weiß 10 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Sportosoft blau 5 mm perforiert (30° Shore A)
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

FAST-LINE Microkork FINN

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling für
Finnschuhe



Herstellernummer:
353 2L 901 228 1 016 00000



35 - 50

AUFBAU



UNTERBAU 6663

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 15 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiff Korn 40, Feinsleiff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Microkork weiß 10 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Sportosoft haut 5 mm perforiert (30° Shore A)
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK, abweichender Leisten

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08


Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

FAST-LINE Unterbau

Der schuhbodenadaptierte schalige Bettungsunterbau



Herstellernummer:
302 2L 903 000 0 000 00000



AUFBAU

UNTERBAU 6184

- ✓ Schalen-Leistenform mit extra breitem Vorfuß
- ✓ EVA-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm schuhboden-adaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiß Korn 60, Feinschliff Korn 220

ANWENDUNG

Fersensporn, Diabetes / Rheuma, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 1 weiß 15 mm
Umrissform	langsohlig, Bequem breit
Decke	ohne
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

FAST-LINE Natural

Der Bettungseinlagenrohling mit Natural-Funktion für Sport- und Freizeitschuhe



Herstellernummer:
354 2L 902 123 1 000 00000



35 - 48

AUFBAU



UNTERBAU 6463

- ✓ Universal-Leistenform mit Rillentechnologie
- ✓ EVA-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Einschichtig 15 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiß Korn 60, Feinschliff Korn 220

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

 Unterbau	Lunatec Press 1 apricot 15 mm
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	Microleder vorverklebt
 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



SPRINGOSOFT-LINE

Antistaub Weichschaum- Einlagenrohlinge

– in vielen Formen und Farben, dermatologisch
getestet. Sie konfigurieren die Weichbettung
nach Ihrer Philosophie.





SPRINGOSOFT-LINE HK Blau

Der flachgedrückte Bettungseinlagenrohling mit Versteifung
blau perforiert



Herstellernummer:
355 2L 860 233 1 024 00000



35 - 48

AUFBAU



UNTERBAU 8063

- ✓ Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längswölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Unterbau 12 mm flachgedrückt tiefgezogen
- ✓ Vorschleiff Korn 40, Feinsleiff Korn 80

ANWENDUNG

Fersensporn, Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

 Unterbau	Springosoft50 Kork 12 mm
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	Springosoft 4 mm perforiert (30° Shore A)
 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, plattgedrückt

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

SPRINGOSOFT-LINE HK Blau Spezial

Der flachgedrückte Bettungseinlagenrohling mit Versteifung
blau perforiert



Herstellernummer:
356 2L 860 233 1 050 00000



AUFBAU



UNTERBAU 8263

- ✓ Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 12 mm flachgedrückt tiefgezogen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Fersensporn, Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Springosoft40 weiß 12 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Springosoft 4 mm perforiert (30° Shore A)
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, plattgedrückt, abweichende Leistengröße

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

SPRINGOSOFT-LINE HK Fersensporn

Der Bettungseinlagenrohling mit weichbettender
Fersenspornentlastung



Herstellernummer:
356 2L 860 221 1 053 00000



35 - 48

AUFBAU



UNTERBAU 8261

- ✓ Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 12 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschleiff Korn 40, Feinsleiff Korn 80

ANWENDUNG

Fersensporn, Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil,
Fersenspornaussparung/ -polster und
Weichbettung langsohlig

Unterbau	Springosoft40 weiß 12 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Sportolight weiß 5 mm (18° Shore A)
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, abweichende Leistengröße, Fersensporn

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß,
rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische
Fußveränderungen in Kombination mit anderen
Fußdeformitäten

SPRINGOSOFT-LINE HK Polster Microleder

Der flachgedrückte Bettungseinlagenrohling
mit Versteifung orange-schwarz



Herstellernummer:
356 2L 860 696 1 050 00000



AUFBAU



UNTERBAU 8263

- ✓ Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 12 mm flachgedrückt tiefgezogen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Fersensporn, Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Springosoft40 weiß 12 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Springosoft orange 4 mm (30°Shore A) + Microleder
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, plattgedrückt, abweichende Leistengröße

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY




SPRINGOSOFT-LINE HK Polster Microleder glatt

Der flachgedrückte Bettungseinlagenrohling
mit Versteifung sand



Herstellernummer:
359 2L 860 763 1 050 00000



AUFBAU



UNTERBAU 8363

- ✓ Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Unterbau 9 mm flachgedrückt tiefgezogen
- ✓ Vorschleiff Korn 40, Feinsleiff Korn 80

ANWENDUNG

Fersensporn, Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Springosoft50 Kork 9 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Springosoft weiß 4 mm (30° Shore A) + Microleder glatt
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, plattgedrückt, abweichende Leistengröße

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



SPRINGOSOFT-LINE HK Blau Classic

Der Bettungseinlagenrohling mit Versteifung blau perforiert



Herstellernummer:
365 2L BRT 233 2 009 00000



35 - 47/48

AUFBAU



UNTERBAU 223

- ✓ Breit-Leistenform mit aktiver Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 8 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Fersensporn, Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Springosoft40 weiß 8 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Springosoft27 4 mm perforiert (30° Shore A)
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, abweichende Deckengröße

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

SPRINGOSOFT-LINE HK FINN

Der Bettungseinlagenrohling mit Versteifung für Finnschuhe



Herstellernummer:
365 2L FIN 242 2 001 00000



AUFBAU



UNTERBAU 223

- ✓ Breit-Leistenform mit aktiver Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 8 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Fersensporn, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Springosoft40 weiß 8 mm
Umrissform	langsohlig, FINN
Decke	Springosoft27 6 mm perforiert (30° Shore A)
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK


INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

SOFT-LINE

Klassische Weichschaum- Einlagenrohlinge

– die über ausreichendes Bettungsmaterial-
volumen verfügen. Für den Handwerker
geeignet, der am Produkt arbeiten möchte.





SOFT-LINE Combi

Der Bettungseinlagenrohling aus einer vulkanisierten
EVA-Combi



Herstellernummer:
300 2L BRT 000 1 008 00000



35 - 47/48

AUFBAU



UNTERBAU 133

- ✓ Breit-Leistenform mit aktiver Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ EVA-Combi-Schaum vulkanisiert in 52° + 25° Shore A
- ✓ Zweischichtig 14 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

 Unterbau	Diapower 14 orange/schwarz 14 mm
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	ohne
 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK, abweichende Deckengröße

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



SOFT-LINE Sandwich Weiß-Rot

Der Bettungseinlagenrohling mit Memory-Schaum-
Sandwichdecke für Risikofüße



Herstellernummer:
313 6L 414 641 0 000 00000



35 - 48

AUFBAU



UNTERBAU 414

- ✓ FINN-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- ✓ EVA-Schaum in 52° Shore A
- ✓ Unterbau 10 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Diabetes / Rheuma, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Sportofit weiß 10 mm
Umrissform	langsohlig, Bequem
Decke	Sportolight weiß 5 mm (18° Shore A) + Springolon Plus 3 mm (10° Shore A)
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

SOFT-LINE Sandwich Haut-Blau

Der Bettungseinlagenrohling mit vulkanisiertem Sandwichpolster



Herstellernummer:
305 2L FIN 200 1 023 00000



AUFBAU



UNTERBAU 443

- ✓ FINN-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- ✓ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Unterbau 12 mm flachgedrückt tiefgezogen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Microkork 12 mm
Umrissform	langsohlig, FINN
Decke	Diapower 7 7 mm (30° Shore A + 18° Shore A)
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK, plattgedrückt

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY



MEMORY-LINE

PU-Weichschaum- Einlagenrohlinge

– für alle, denen Weichpolsterung
mit hoher Rückstellkraft wichtig ist.






MEMORY-LINE HK Polster

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit Versteifung und EVA-Polster



Herstellernummer:
349 2M BRT 249 1 001 00000



AUFBAU



UNTERBAU 707

- ✓ Normal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Mehrschichtig mit Versteifung geschäumt
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Black Power Polyurethan-Schaum
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	EVA schwarz 1,5 mm (25° Shore A)
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/Sonstiges	ohne Keil, mit HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

MEMORY-LINE HK Modul Polster

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit Versteifung und losen Modulen



**50%
Abverkauf**
solange der
Vorrat reicht

Herstellernummer:
349 2M BRT 249 1 061 00000



AUFBAU



UNTERBAU 707

- ✓ Normal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Mehrschichtig mit Versteifung geschäumt
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Black Power Polyurethan-Schaum
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	EVA schwarz 1,5 mm (25° Shore A)
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, Module lose

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

MEMORY-LINE HK Nubuk

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit Versteifung und Nubuk-Bezug



Herstellernummer:
349 2M BRT 664 1 001 00000



36 - 47

AUFBAU



UNTERBAU 707

- ✓ Normal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Mehrschichtig mit Versteifung geschäumt
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

 Unterbau	Black Power Polyurethan-Schaum
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	EVA beige 1,5 mm (25° Shore A) + Nubuk beige hell
 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

MEMORY-LINE HK X-Meg

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit Versteifung und X-Meg-Bezug



Herstellernummer:
349 2M BRT 665 1 001 00000



AUFBAU



UNTERBAU 707

- ✓ Normal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Mehrschichtig mit Versteifung geschäumt
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Black Power Polyurethan-Schaum
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	EVA schwarz 1,5 mm (25° Shore A) + X-Meg schwarz
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten




MEMORY-LINE HK Modul X-Meg

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit Versteifung
und losen Modulen



50%
Abverkauf
solange der
Vorrat reicht

Herstellernummer:
349 2M BRT 667 1 061 00000



AUFBAU



UNTERBAU 707

- ✓ Normal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Mehrschichtig mit Versteifung geschäumt
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Black Power Polyurethan-Schaum
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	EVA weiß 1,5 mm (25° Shore A) + X-Meg schwarz
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, Module lose

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

MEMORY-LINE HK Microfaser

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit Versteifung und Microfaserbezug



Abverkauf
solange der
Vorrat reicht

Herstellernummer:
349 2M BRT 725 1 001 00000



AUFBAU



UNTERBAU 707

- ✓ Normal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Mehrschichtig mit Versteifung geschäumt
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Black Power Polyurethan-Schaum
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	EVA schwarz 1,5 mm (25° Shore A) + Microfaser beige
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

MEMORY-LINE FINN Unterbau

Der Bettungsunterbau aus PU-Schaum für Finnschuhe



Herstellernummer:
349 2M FIN 249 0 000 00000



36 - 47

AUFBAU



UNTERBAU 708

- ✓ FINN-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- ✓ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Mehrschichtig ohne Versteifung geschäumt
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

 Unterbau	Black Power Polyurethan-Schaum
 Umrissform	langsohlig, FINN
 Decke	EVA schwarz 1,5 mm (25° Shore A)
 Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

MEMORY-LINE FINN Polster

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit EVA-Polster
für Finnschuhe



Herstellernummer:
349 2M FIN 249 1 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU 708

- ✓ FINN-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- ✓ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Mehrschichtig ohne Versteifung geschäumt
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Black Power Polyurethan-Schaum
Umrissform	langsohlig, FINN
Decke	EVA schwarz 1,5 mm (25° Shore A)
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY




MEMORY-LINE FINN Nubuk

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit Nubuk-
Bezug für Finnschuhe



50%
Abverkauf
solange der
Vorrat reicht

Herstellernummer:
349 2M FIN 664 1 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU 708

- ✓ FINN-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- ✓ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Mehrschichtig ohne Versteifung geschäumt
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Black Power Polyurethan-Schaum
Umrissform	langsohlig, FINN
Decke	EVA beige 1,5 mm (25° Shore A) + Nubuk beige hell
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

MEMORY-LINE FINN X-Meg

Der Bettungseinlagenrohling aus PU-Schaum mit X-Meg-
Bezug für Finnschuhe



Herstellernummer:
349 2M FIN 665 1 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU 708

- ✓ FINN-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- ✓ Black Power-Polyurethan-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Mehrschichtig ohne Versteifung geschäumt
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Black Power Polyurethan-Schaum
Umrissform	langsohlig, FINN
Decke	EVA schwarz 1,5 mm (25° Shore A) + X-Meg schwarz
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

CORK-LINE

Kork-Leder-Einlagenrohlinge

– für alle, die auf Naturprodukte
und bewährte Formen schwören.








CORK-LINE HK Leder

Der Kork-Bettungseinlagenrohling mit Versteifung und mildem Blankleder



Herstellernummer:
801 1L 063 017 1 001 00000



AUFBAU



UNTERBAU 327

- ✓ Breit-Leistenform mit Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Naturkork mit Zellulose-Versteifung
- ✓ Unterbau gegossen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Naturkork Unterbau 327
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Ortho Blankleder 2,0 - 2,2 mm
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

CORK-LINE HK Polster Rindleder

Der Kork-Bettungseinlagenrohling mit Versteifung,
EVA-Polster und perforiertem Rindleder



Herstellernummer:
801 1L BRT 400 1 001 00000



AUFBAU



UNTERBAU 327

- ✓ Breit-Leistenform mit Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Naturkork mit Zellulose-Versteifung
- ✓ Unterbau gegossen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

Unterbau	Naturkork Unterbau 327
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Frelen haut 3 mm (25° Shore A) + Rindleder natur anperforiert 1,0 mm
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

CORK-LINE HK Blankleder

Der Kork-Bettungseinlagenrohling mit Versteifung und festem Blankleder



Herstellernummer:
804 1L 063 004 1 001 00000



35 - 47/48

AUFBAU



UNTERBAU EV4

- ✓ Breit-Leistenform mit Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Naturkork mit HK-Versteifung
- ✓ Unterbau 8 mm verpresst
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

 Unterbau	Presskork 8 mm
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	Blankleder fest 2,25 mm
 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

CORK-LINE HK Naturkork Fußbett

Der Kork-Bettungsunterbau mit Versteifung



Herstellernummer:
801 1M 327 000 1 001 00000



AUFBAU



UNTERBAU 327

- ✓ Breit-Leistenform mit Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Naturkork mit Zellulose-Versteifung
- ✓ Unterbau gegossen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

Unterbau	Naturkork Unterbau 327
Umrissform	halbsohlig, Unisex
Decke	ohne
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten




CORK-LINE Naturkork Fußbett Kinder

Der Kork-Bettungsunterbau für Kinder



Herstellernummer:
800 3M 260 000 0 000 00000



AUFBAU

UNTERBAU 260

- ✓ Breit-Leistenform mit Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Naturkork
- ✓ Unterbau gegossen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Allround, Kinder

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

Unterbau	Naturkork Unterbau 260
Umrissform	halbsohlig, Unisex
Decke	ohne
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten





CORK-LINE Naturkork Fußbett

Der Kork-Bettungsunterbau für Erwachsene



Herstellernummer:
800 1M 260 000 1 000 00000



35 - 47/48

AUFBAU



UNTERBAU 260

- ✓ Breit-Leistenform mit Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Naturkork
- ✓ Unterbau gegossen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

Unterbau	Naturkork Unterbau 260
Umrissform	halbsohlig, Unisex
Decke	ohne
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY




CORK-LINE SBS Modulunterbau

Der schalige Kork-Kautschuk-Bettungsunterbau



Herstellernummer:
805 1M SBS 000 0 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU SBS1

- ✓ Schalen-Leistenform mit medialer und lateraler Anstützung, Cuboidstütze
- ✓ Kork-Kautschuk
- ✓ Unterbau gegossen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

Unterbau	Elvax Kork Unterbau
Umrissform	Halbschale
Decke	ohne
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten





CORK-LINE Moduldecke weiß

Die schalige Moduldecke aus EVA-Schaum passend zum
SBS-Unterbau



DECKE	HERSTELLERNUMMER	GRÖSSEN
BS 10 – ohne	999 1M SBS 219 0 000 00000	3 - 14
BS 13 – Microleder schwarz	999 1M SBS 768 0 000 00000	3 - 14

AUFBAU

KEIN UNTERBAU

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

Unterbau	kein Unterbau
Umrissform	Halbschale
Decke	BS Decke weiß 30° Shore A
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



CORK-LINE Moduldecke schwarz

Die schalige Moduldecke aus EVA-Schaum passend zum
SBS-Unterbau



DECKE	HERSTELLERNUMMER	GRÖSSEN
BS 20 – ohne	999 1M SBS 203 0 000 00000	3 - 14
BS 21 –Microfaser orange	999 1M SBS 601 0 000 00000	3 - 14

AUFBAU



KEIN UNTERBAU

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

Unterbau	kein Unterbau
Umrissform	Halbschale
Decke	BS Decke schwarz 20° Shore A
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

CORK-LINE SBS Duo verklebt

Der schalige Kork-Kautschuk-Bettungsunterbau mit verklebter Moduldecke aus EVA-Schaum



Herstellernummer:
805 1M SBS 219 0 000 00000



3 - 13

AUFBAU



UNTERBAU SBS1

- ✓ Schalen-Leistenform mit medialer und lateraler Anstützung, Cuboidstütze
- ✓ Kork-Kautschuk
- ✓ Unterbau gegossen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

 Unterbau	Elvax Kork Unterbau
 Umrissform	Halbschale
 Decke	BS Decke weiß 30° Shore A
 Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



CORK-LINE SBS Duo verklebt Fersensporen

Der schalige Kork-Kautschuk-Bettungseinlagenrohling mit
Fersensporenentlastung



Herstellernummer:
805 1M SBS 219 0 019 00000



3 - 13

AUFBAU



UNTERBAU SBS1

- ✓ Schalen-Leistenform mit medialer und lateraler Anstützung, Cuboidstütze
- ✓ Kork-Kautschuk Rohling mit Fersenspornaussparung
- ✓ Unterbau gegossen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 81

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Fersenspornaussparung

Unterbau	Elvax Kork Unterbau
Umrissform	Halbschale
Decke	BS Decke weiß 30° Shore A
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK, Fersensporen

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY



STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH


SAFETY

CORK-LINE Birkenform Schmal

Der schalige Kork-Kautschuk-Bettungseinlagenrohling
halbsohlig schmal



Herstellernummer:
805 1M KB2 000 0 000 00000



AUFBAU



UNTERBAU KB2

- ✓ Birken-Leistenform schmal mit medialer und lateraler Anstützung, Cuboidstütze
- ✓ Kork-Kautschuk
- ✓ Unterbau gegossen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

Unterbau	Elvax Kork Unterbau
Umrissform	halbsohlig, Viertelschale schmal
Decke	ohne
Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

CORK-LINE Birkenform Breit

Der schalige Kork-Kautschuk-Bettungseinlagenrohling
halbsohlig breit



Herstellernummer:
805 1M KB1 000 0 000 00000



AUFBAU

UNTERBAU KB1

- ✓ Birken-Leistenform breit mit medialer und lateraler Anstützung, Cuboidstütze
- ✓ Kork-Kautschuk
- ✓ Unterbau gegossen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

⚙ Unterbau	Elvax Kork Unterbau
👣 Umrissform	halbsohlig, Viertelschale breit
👉 Decke	ohne
👉 Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



ESD-LINE



Baumustergeprüfte Einlagenrohlinge & Schuhe

– die Sie gegebenenfalls auf
verschiedene Indikationen zurichten.





ESD-LINE Basic FINN 15/20

Der ESD-fähige Bettungseinlagenrohling mit
Bezug baumustergeprüft



MATERIAL	HERSTELLERNUMMER	GRÖSSEN
15 mm	316 5L EFI 109 1 001 00000	35 - 44
20 mm	317 5L EFI 109 1 001 00000	45 - 50

AUFBAU



UNTERBAU 153

- ✓ FINN-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- ✓ SPRINGOSTATIC-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Einschichtig 15/20 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Fersensporn, Diabetes /Rheuma,
ESD-Arbeitsschuh, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Alle Zusätze für die Grundposition
abrechenbar

⚡ Unterbau	Springostatic schwarz 15 mm
👤 Umrissform	langsohlig, FINN breit
👣 Decke	SAFETY-Decke
👉 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Decke lose

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß,
rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische
Fußveränderungen in Kombination mit anderen
Fußdeformitäten



BAUMUSTERGEPRÜFT
gemäß DGUV 112-191

BAK
Fußgerechte Sicherheit

COFRA
BORN TO WORK

SCHÜRA

HAIK

LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe

SPRINGER

ESD-LINE Basic Bequem 15/20

Der ESD-fähige Bettungseinlagenrohling mit
Bezug baumustergeprüft



MATERIAL	HERSTELLERNUMMER	GRÖSSEN
15 mm	316 5L 154 109 1 001 00000	35 - 44
20 mm	317 5L 154 109 1 001 00000	45 - 50

AUFBAU



UNTERBAU 154

- ✓ Breite Bequem-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze und flachen Rändern
- ✓ SPRINGOSTATIC-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Einschichtig 15/20 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschleiff Korn 40, Feinsleiff Korn 80

ANWENDUNG

Fersensporn, Diabetes /Rheuma,
ESD-Arbeitsschuh, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Alle Zusätze für die Grundposition
abrechenbar

Unterbau	Springostatic schwarz 15 mm
Umrissform	langsohlig, Bequem breit
Decke	SAFETY-Decke
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Decke lose

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß,
rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische
Fußveränderungen in Kombination mit anderen
Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY




ESD-CLASS Halbschuh Diabetes

Der Prophylaxe & Therapieschuh für Problem- und RisikofüÙe
baumustergeprüft



Herstellernummer:
989 9M 001 000 0 002 00000



AUFBAU



SAFETY

- ✓ Sicherheitsklasse 3
- ✓ XXL-Volumen für DAF
- ✓ Für Problem- und RisikofüÙe konzipiert
- ✓ Rutschhemmende Laufsohle nach Klassifizierung SRC

ANWENDUNG

Diabetes / Rheuma, ESD-Arbeitsschuh

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

Unterbau	Safety-Schuh S3
Umrissform	Bequem
Decke	ohne
Pelotte	ohne
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



ESD-CLASS Boot Diabetes

Der Prophylaxe & Therapieschuh für Problem- und Risikofüße
baumustergeprüft



Herstellernummer:
989 9M 002 000 0 002 00000



37 - 48

AUFBAU



SAFETY

- ✓ Sicherheitsklasse 3
- ✓ XXL-Volumen für DAF
- ✓ Für Problem- und Risikofüße konzipiert
- ✓ Rutschhemmende Laufsohle nach Klassifizierung SRC

ANWENDUNG

Diabetes / Rheuma, ESD-Arbeitsschuh

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

⚡ Unterbau	Safety-Schuh S3
👤 Umrissform	Bequem
👉 Decke	ohne
👉 Pelotte	ohne
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

The background of the page is a soft-focus photograph. In the foreground, the keyboard of a silver laptop is visible, with keys in sharp focus. To the right, a person's hand is holding a white tablet, with fingers positioned as if interacting with the screen. The background is blurred, showing hints of an office or workspace environment with warm lighting.

SERVICE

Persönlich & Digital

– unser Anspruch ist es
zuverlässig zu sein.





NORD-OST: Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt Nord, Berlin, Brandenburg, Hamburg | **NORD-WEST:** Bremen, Niedersachsen-West, NRW-Nord | **OST:** Sachsen-Anhalt-Süd, Niedersachsen Süd-Ost, Thüringen, Sachsen | **WEST:** NRW-Süd, Hessen, Rheinland-Pfalz Nord | **SÜD-WEST:** Saarland, Hessen-Süd, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz Süd | **SÜD-OST:** Bayern

(Zahlen auf der Karte entsprechen den Postleitzahlgebieten)



PERSÖNLICHE BERATUNG



Heiko Schreiter

LEITUNG VERTRIEB + OST

☎ 0176 - 563 103 59

☎ 030 - 49 00 03 - 20

✉ heiko.schreiter@springer-berlin.de



Donatus Dalbert

NORD-WEST

☎ 0151 - 108 225 25

☎ 030 - 49 00 03 - 12

✉ donatus.dalbert@springer-berlin.de



Marco Müller

NORD-OST

☎ 0176 - 563 103 63

☎ 030 - 49 00 03 - 12

✉ marco.mueller@springer-berlin.de



Pascal Adolf

WEST

☎ 0176 - 563 103 68

☎ 030 - 49 00 03 - 13

✉ pascal.adolf@springer-berlin.de



Christian Baumann

SÜD-OST

☎ 0176 - 563 103 64

☎ 030 - 49 00 03 - 20

✉ christian.baumann@springer-berlin.de



Andreas Schäuble

SÜD-WEST

☎ 0176 - 563 103 67

☎ 030 - 49 00 03 - 13

✉ andreas.schaeuble@springer-berlin.de



Unsere Servicezeiten




Mo - Do 7:30 - 17:30 Uhr

Fr 7:30 - 16:30 Uhr



BESTELLUNG DIGITAL

BESTELLUNG IM SPRINGER-WEBSHOP



- 1 Filtermöglichkeiten nach Funktion HMV PG, Material, Anwendung, Form, Einlagenkollektion oder Einkaufspreis
- 2 Ergebnisliste mit Preisinformation (nur bei Login)
- 3 Detailseite mit allen Produktinfos zum Aufbau, Indikationen und Abrechnungshinweisen
- 4 Einfache Bestellung verschiedener Größen pro Modell
- 5 Musteranforderung online
- 6 Login mit Ihrer SPRINGER-Kundennummer und Bestellhistorie

► <https://shop.springer-berlin.de>






BESTELLUNG DIGITAL

ANBINDUNG PER **WHEEL-IT EDI**

Optimieren Sie die Performance
in der gesamten Prozesskette!



- ✓ Schnittstelle für den elektronischen Austausch von
 - **eArtikelstamm** – Immer auf dem neuesten Stand
 - **eBestellung** – Schneller übermittelt & verarbeitet
 - **eRechnung** – Papierlos und jederzeit abrufbar
- ✓ Anbindung über Ihre Einkaufsgemeinschaft oder direkt über wheel-it

EINKAUFSGEMEINSCHAFTEN



DIREKT



Sprechen Sie uns an für weitere Beratung!

NOTIZEN



Lined area for writing or drawing, consisting of 20 horizontal lines.

IMPRESSUM

© 2022 SPRINGER AKTIV AG
Herausgeber und Urheber:
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Straße 52, 13407 Berlin
info@springer-berlin.de
www.springer-berlin.de
Alle Rechte vorbehalten.

Redaktion, Layout und Satz:
Martin Hepper, Eileen Berghaus, Sebastian Dzikus
Fotos: Sebastian Dzikus

Druck: Print 24, Radebeul
Papier: Bilderdruck matt weiß
Printed in Germany



🏠 **SPRINGER AKTIV AG**
Lengeder Str. 52
D - 13407 Berlin

☎ +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
✉ bestellung@springer-berlin.de
📄 www.springer-berlin.de
🛒 shop.springer-berlin.de

